




# MTG Eagle® Board

## Instructions for Use<sup>a</sup>



For use with MTG EZ-Gripper® Intermittent Catheters<sup>b</sup>



Medical Technologies of Georgia

15151 Prater Dr., Suite E,

Covington, GA, USA, 30014


01-(770)-788-0763

[www.medtechga.com](http://www.medtechga.com)

PK-1298 REV 03 08/21

# MTG Eagle® Board Kit Contents<sup>a</sup>

#2 Philips head screwdriver not provided.<sup>b</sup>



# Initial Set Up<sup>a</sup>


Before use, clean per instructions on page 9-10.<sup>b</sup>

It may be necessary that proper training be provided during the initial setup of the MTG Eagle® Board by a caregiver, healthcare provider, occupational therapist, or nurse assistant.<sup>c</sup>




Reference for padding.<sup>d</sup>


A





B



C




D




As needed, remove and replace the foam pads.<sup>e</sup>

Use spacers to adjust the height of the Housing Clip.<sup>a</sup>  
 The Introducer Tip of the MTG EZ-Gripper® should line up with the meatal opening of the penis.<sup>b</sup>




Use the Allen wrench to tighten or loosen the wing bolts, as needed.<sup>f</sup>  
 Note that tighter bolts will cause the wings to hold their position better if a specific angle is needed.<sup>g</sup>





# Directions For Use<sup>a</sup>

⚠ Use on intact skin only<sup>b</sup>

1





2



3


3



---

**4**





---



---

**5**

---






Refer to page 8.<sup>a</sup>

---

**6**

---





Refer to page 3.<sup>b</sup>

---

**7**



---



---

**8**





---



---

**9**


---



---

**10**

---




**NOTE:** When urine starts to flow, advance catheter up 1 more inch to ensure complete drainage.<sup>a</sup>

---

**11**


---



---

12


---



---

13



---




---

14

---

OR<sup>a</sup>




---


**Complete steps 6 - 10<sup>a</sup>**

---

When urine starts to flow, flatten the board.<sup>b</sup>



**3**



---



**Complete steps 12 - 14<sup>c</sup>**

---

# Cleaning Instructions<sup>a</sup>


## Personal Use<sup>b</sup>

Before the first use of the MTG Eagle® Board and after each use, wash all surfaces of the board thoroughly with soap and water and towel dry.<sup>c</sup>




## Clinical Use<sup>a</sup>


Before the first use of the MTG Eagle® Board, wipe all surfaces of the board with an alcohol pad and let air dry.<sup>b</sup>



After each use by a different person, remove the foam pads and dispose of in appropriate waste container.<sup>c</sup>  
Wipe all surfaces of the board with an alcohol pad and let air dry.<sup>d</sup>



Replace the foam pads with new foam pads in preparation for the next person.<sup>e</sup>





## a. Mode d'emploi b. À utiliser avec les cathéters intermittents MTG EZ-Gripper®

### Page 1

- a. Contenu du kit du support MTG Eagle®
- b. Tournevis cruciforme #2 non inclus.
- c. Support MTG Eagle®
- d. Ouverture coulissante
- e. Verrou de l'aile
- f. Clip de maintien
- g. Écarteurs x2
- h. Levier
- i. Coupelle
- j. Verrou de l'aile
- k. Ailes
- l. Crochet à sous-vêtements
- m. Clé Allen (4 mm)
- n. Poche urinaire
- o. Cathéter urinaire MTG EZ-Gripper®
- p. Pince
- q. Encastrement
- r. Embout d'introduction
- s. Bouchon
- t. Pointe de la bride
- u. Guide des tailles de pénis
- v. Blocs de l'aile
- w. Blocs de la coupelle
- x. Blocs du levier

### Page 2

- a. Installation initiale
- b. Avant toute utilisation, laver le support en suivant les instructions des pages 9-10.
- c. Pour que la première installation du support MTG Eagle® soit un succès, il est parfois nécessaire de solliciter l'aide d'un aide-soignant, d'un prestataire de soin ou d'un ergothérapeute.
- d. Bon placement des blocs de mousse.
- e. Retirer et changer les blocs de mousse à chaque fois que cela est nécessaire.

### Page 3

- a. Utiliser les écarteurs pour ajuster la hauteur du clip de maintien.
- b. L'embout d'introduction du cathéter MTG EZ-Gripper® devrait s'aligner avec le méat urétral.
- c. Abaisser
- d. Centrer
- e. Élever
- f. Utiliser la clé Allen pour serrer ou desserrer les verrous de l'aile si nécessaire.
- g. Des verrous plus serrés maintiendront les ailes bien en place si elles doivent être placées à un angle particulier.
- h. Avant
- i. Arrière

### Page 4

- a. Conseils d'utilisation
- b. À utiliser uniquement sur une peau intacte

### Page 5

- a. Se référer à la page 8.
- b. Se référer à la page 3.

### Page 6

- a. Remarque : quand l'urine commence à s'écouler, avancer le cathéter de 2,5 cm de plus pour une vidange complète.

### Page 7

- a. OU

### Page 8

- a. Suivre les instructions 6 à 10
- b. Quand l'urine commence à s'écouler, aplatiser le support.
- c. Suivre les instructions 12 à 14

### Page 9

- a. Conseils d'entretien
- b. Utilisation personnelle
- c. Avant d'utiliser le support MTG Eagle® pour la première fois et après chaque utilisation, laver soigneusement toutes ses surfaces avec de l'eau et du savon, puis le sécher à l'aide d'une serviette.

### Page 10

- a. Utilisation clinique
- b. Avant la première utilisation du support MTG Eagle®, nettoyer toutes ses surfaces avec un tampon imbibé d'alcool et le laisser sécher à l'air libre.
- c. Avant chaque changement d'utilisateur, retirer les blocs en mousse et les jeter dans une poubelle adéquate.
- d. Nettoyer toutes les surfaces du support avec un tampon imbibé d'alcool et le laisser sécher à l'air libre.
- e. Placer de nouveaux blocs en mousse sur le support pour l'utilisateur suivant.

### Quatrième de couverture

- a. Si un produit vendu par MTG se trouve être défaillant, non commercialisable ou non conforme, l'ensemble des responsabilités de MTG se limite explicitement à l'échange du produit défaillant ou à un remboursement du prix payé par l'acheteur (à la discrétion de MTG) dans les 90 jours suivant la date d'achat. MTG s'engage uniquement à échanger ou à rembourser l'acheteur en cas de défaillance du produit. Pour des informations complètes sur les retours, les échanges et les garanties du support MTG Eagle®, veuillez consulter le site [www.medtechga.com](http://www.medtechga.com).

## a. Instrucciones de uso

## b. Para usar con las sondas intermitentes MTG EZ-Gripper®

### Página 1

- a. Contenido del juego de la tabla MTG Eagle®
- b. No incluye el destornillador Philips n.º 2.
- c. Tabla MTG Eagle®
- d. Liberación por deslizamiento
- e. Tornillo del ala
- f. Sujetador del armazón
- g. Espaciadores (2 unidades)
- h. Palanca
- i. Acoplamiento
- j. Tornillo del ala
- k. Alas
- l. Gancho para pantalones
- m. Llave Allen (4 mm)
- n. Bolsa de la sonda
- o. Sonda vesical MTG EZ-Gripper®
- p. Manija de sujeción
- q. Armazón
- r. Punta introductora
- s. Tapa
- t. Brida de la punta
- u. Guía de medición del tamaño del pene
- v. Almohadillas para las alas
- w. Almohadillas para el acoplamiento
- x. Almohadillas para la palanca

### Página 2

- a. Configuración inicial
- b. Antes de usar la tabla, límpiala según las instrucciones de las páginas 9 y 10.
- c. Puede que sea necesario que un cuidador, profesional de la salud, terapeuta ocupacional o asistente de enfermería proporcione una capacitación apropiada durante la configuración inicial de la tabla MTG Eagle®.
- d. Referencia para las almohadillas.
- e. En caso de ser necesario, retire y reemplace las almohadillas de espuma.

### Página 3

- a. Use los espaciadores para ajustar la altura del sujetador del armazón.
- b. La punta introductora de la tabla MTG EZ-Gripper® debería estar alineada con el meato del pene.
- c. Inferior
- d. Intermedia
- e. Superior
- f. Utilice la llave Allen para ajustar o aflojar los tornillos de las alas, según sea necesario.
- g. Tenga en cuenta que los tornillos más ajustados permiten que las alas mantengan mejor su posición en caso de necesitar un ángulo específico.
- h. Parte delantera
- i. Parte trasera

### Página 4

- a. Indicaciones para el uso
- b. Usar únicamente sobre piel sana

### Página 5

- a. Consulte la página 8.
- b. Consulte la página 3.

### Página 6

- a. Nota: Cuando la orina comience a fluir, empuje el catéter 2,5 centímetros (1 pulgada) más para garantizar un drenaje completo.

### Página 7

- a. O BIEN

### Página 8

- a. Complete los pasos 6 a 10.
- b. Cuando la orina comience a fluir, nivele la tabla.
- c. Complete los pasos 12 a 14.

### Página 9

- a. Instrucciones de limpieza
- b. Uso personal
- c. Antes de usar la tabla MTG Eagle® por primera vez y después de cada uso, lave detenidamente todas las superficies del producto con agua y jabón y séquelo con una toalla.

### Página 10

- a. Uso clínico
- b. Antes de usar la tabla MTG Eagle® por primera vez, límpie todas las superficies del producto con una gasa con alcohol y deje secar al aire.
- c. Después de cada uso por parte de una persona diferente, retire las almohadillas de espuma y descártelas en un recipiente para desechos apropiado.
- d. Limpie todas las superficies de la tabla con una gasa con alcohol y deje secar al aire.
- e. Reemplace las almohadillas de espuma por unas nuevas como preparación para la siguiente persona.

### Contraportada

- a. En el caso de que algún producto vendido por MTG sea defectuoso, no conforme o no pueda comercializarse, la responsabilidad total de MTG está explícitamente limitada al reemplazo del producto defectuoso o un reembolso por el precio pagado por el comprador (según el criterio de MTG) en un plazo de 90 días desde la fecha de la compra. El reemplazo o reembolso del producto supuestamente defectuoso será el único recurso que tendrá el comprador contra MTG. Para consultar la política de devolución, cambio y garantía completa de la tabla MTG Eagle®, visite [www.medtechga.com](http://www.medtechga.com).

## a. Bedienungsanleitung

### b. Zur Verwendung mit intermittierenden EZ-Gripper® Kathetern von MTG

#### Seite 1

- a. Lieferumfang des Eagle® Auflage-Kits von MTG
- b. Kreuzschlitzschraubendreher der Größe Nr. 2 nicht enthalten.
- c. Eagle® Auflage von MTG
- d. Entriegelungsschieber
- e. Aufsetzflügelschraube
- f. Gehäuse-Clip
- g. Abstandsscheiben 2 x
- h. obere Schellenhälfte
- i. untere Schellenhälfte
- j. Aufsetzflügelschraube
- k. Aufsetzflügel
- l. Haken für Hose
- m. Inbusschlüssel (4 mm)
- n. Katheterbeutel
- o. EZ-Gripper® Urinkatheter von MTG
- p. Gripper-Griff
- q. Gehäuse
- r. Einführspitze
- s. Kappe
- t. Spitzenflansch
- u. Lehre zum Messen der Penisgröße
- v. Schutzpolster für Aufsetzflügel
- w. Schutzpolster für untere Schellenhälfte
- x. Schutzpolster für obere Schellenhälfte

#### Seite 2

- a. Erstmaliges Einrichten
- b. Führen Sie vor der Verwendung die auf den Seiten 9–10 enthaltenen Schritte zur ordnungsgemäßen Reinigung durch.
- c. Es kann erforderlich sein, dass während des erstmaligen Einrichtens der Eagle® Auflage von MTG der Patient mithilfe einer Pflegeperson, einer medizinischen Fachkraft, eines Ergotherapeuten oder eines Pflegeassistenten mit der Auflage vertraut gemacht werden muss.
- d. Referenz für Schutzpolster.
- e. Tauschen Sie die Schutzpolster aus Schaumstoff bei Bedarf aus.

#### Seite 3

- a. Verwenden Sie die Abstandsscheiben zum Anpassen der Höhe des Gehäuse-Clips.
- b. Die Einführspitze des EZ-Gripper® von MTG muss mit der Harnröhrenöffnung des Penis eine Linie bilden.
- c. niedriger
- d. mittelstellung
- e. höher
- f. Lockern bzw. ziehen Sie mit dem Inbusschlüssel die Aufsetzflügelschrauben bei Bedarf an.
- g. Beachten Sie, dass bei fester angezogenen Schrauben die Aufsetzflügel besser in Position gehalten werden, wenn ein bestimmter Winkel erforderlich ist.
- h. Vorderseite
- i. Rückseite

#### Seite 4

- a. Anwendungsvorschrift
- b. Nur auf unversehrter Haut anwenden

#### Seite 5

- a. Siehe Seite 8.
- b. Siehe Seite 3.

#### Seite 6

- a. Hinweis: Sobald Urin austritt, bewegen Sie den Katheter um 2,5 cm nach oben, um ein vollständiges Ablassen zu gewährleisten.

#### Seite 7

- a. ODER

#### Seite 8

- a. Schritte 6–10 ausführen
- b. Sobald Urin austritt, lassen Sie die Auflage in die Waagerechte ab.
- c. Schritte 12–14 ausführen

#### Seite 9

- a. Ordnungsgemäße Reinigung
- b. Persönliche Verwendung

- c. Waschen Sie vor der erstmaligen Verwendung und nach jeder weiteren Verwendung der Eagle® Auflage von MTG alle Oberflächen der Auflage mit Wasser und Seife ab und trocknen Sie diese mit einem Handtuch ab.

#### Seite 10

- a. Klinische Verwendung
- b. Wischen Sie vor der erstmaligen Verwendung der Eagle® Auflage von MTG alle Oberflächen der Auflage mit einem in Alkohol getränkten Tuch ab und lassen Sie diese an der Luft trocknen.
- c. Entfernen Sie nach jeder Verwendung durch eine andere Person die Schutzpolster aus Schaumstoff und entsorgen Sie diese fachgerecht.
- d. Wischen Sie alle Oberflächen der Auflage mit einem in Alkohol getränkten Tuch ab und lassen Sie diese an der Luft trocknen.
- e. Tauschen Sie zur Vorbereitung der Auflage für die nächste Person die Schutzpolster aus Schaumstoff durch neue Schutzpolster aus.

#### Rückseite

- a. Für den Fall, dass ein von MTG verkauftes Produkt Mängel aufweist, unverkäuflich oder nicht konform ist, ist die Gesamthaftung von MTG ausdrücklich auf den Ersatz des mangelhaften Produkts oder die Erstattung des vom Käufer gezahlten Kaufpreises (nach Ermessen von MTG) innerhalb von 90 Tagen ab dem Kaufdatum beschränkt. Ein Ersatz des mangelhaften Produkts oder eine Erstattung des Kaufpreises ist das einzige und ausschließliche Rechtsmittel des Käufers gegen MTG. Die vollständige Richtlinie zur Erstattung des Kaufpreises/zum Ersatz des mangelhaften Produkts/zur Garantie für die Eagle® Auflage von MTG kann unter [www.medtechga.com](http://www.medtechga.com) eingesehen werden.

## a. Istruzioni per l'uso

## b. Da usare con i cateteri intermittenti EZ-Gripper® MTG

#### Pagina 1

- a. Contenuto del kit Eagle® Board MTG
- b. Cacciavite con testa a croce Phillips N. 2.
- c. Eagle® Board MTG
- d. Rilascio laterale
- e. Dado per aletta
- f. Clip di alloggiamento
- g. Distanziatori
- h. Leva
- i. Coppa
- j. Dado per aletta
- k. Alette
- l. Gancio per pantaloni
- m. Brugola (4 mm)
- n. Sacco del catetere
- o. Catetere urinario EZ-Gripper® MTG
- p. Impugnatura
- q. Alloggiamento
- r. Punta dell'introduttore
- s. Cappuccio
- t. Estremo della flangia
- u. Guida per la dimensione del pene
- v. Cuscinetti laterali
- w. Cuscinetti per la coppa
- x. Cuscinetti per la leva

#### Pagina 2

- a. Configurazione iniziale
- b. Prima dell'uso, pulire secondo le istruzioni a pagina 9–10.
- c. Può essere necessario fornire una formazione adeguata durante la configurazione iniziale del dispositivo Eagle® Board MTG da parte di un caregiver, operatore sanitario, terapista occupazionale o infermiere.
- d. Riferimenti per la posizione dei cuscinetti.
- e. Rimuovere e sostituire i cuscinetti di spugna secondo necessità.

#### Pagina 3

- a. Usare gli spaziatori per regolare l'altezza della clip di alloggiamento.
- b. La punta dell'introduttore di EZ-Gripper® MTG deve essere allineata con il meato urinario del pene.
- c. Inferiore
- d. Medio
- e. Superiore
- f. Usare la brugola per serrare o allentare i dadi delle alette, come necessario.

g. Si noti che il maggiore serraggio dei dadi permetterà alle alette di mantenere meglio la posizione, qualora fosse necessaria un'angolazione specifica.

h. Anteriore

i. Posteriore

#### Pagina 4

- a. Istruzioni per l'uso
- b. Usare solo su cute integra

#### Pagina 5

- a. Vedere pagina 8.
- b. Vedere pagina 3.

#### Pagina 6

- a. NOTA: quando inizia il flusso di urina, far avanzare il catetere di altri due centimetri per assicurare il drenaggio completo.

#### Pagina 7

- a. O

#### Pagina 8

- a. Completare i punti 6–10
- b. Quando l'urina inizia a fluire, livellare il dispositivo.
- c. Completare i punti 12–14

#### Pagina 9

- a. Istruzioni per la pulizia
- b. Uso personale

- c. Prima del primo utilizzo di Eagle® Board MTG e prima di ogni uso, lavare accuratamente tutte le superfici del dispositivo con acqua e sapone e asciugare con un panno.

#### Pagina 10

- a. Impiego clinico
- b. Prima del primo utilizzo di Eagle® Board MTG, pulire tutte le superfici del dispositivo con un panno imbevuto di alcol e lasciar asciugare all'aria.

- c. Dopo ogni utilizzo da parte di una persona diversa, rimuovere e disporre i cuscinetti di spugna in un contenitore per rifiuti adeguato.

- d. Pulire tutte le superfici del dispositivo con un panno imbevuto di alcol e lasciar asciugare all'aria.

- e. Sostituire i cuscinetti di spugna con nuovi cuscinetti in preparazione per la persona successiva.

#### Copertina posteriore

- a. In caso il prodotto venduto da MTG sia difettoso, non commercializzabile o non conforme, la totale responsabilità di MTG è espressamente limitata alla sostituzione del prodotto difettoso o al rimborso del prezzo pagato dall'acquirente (a discrezione di MTG) entro 90 giorni dalla data d'acquisto. La sostituzione o il rimborso del presunto prodotto difettoso sarà l'unico ed esclusivo rimedio dell'acquirente nei confronti di MTG. Per ulteriori dettagli sulla politica di restituzione/cambio/garanzia di MTG Eagle® Board, visitare il sito [www.medtechga.com](http://www.medtechga.com).



## a. Brugsanvisning

### b. Til brug med MTG EZ-Gripper®-intermitterende katetre

#### Side 1

- a. Indhold i MTG Eagle®-styreskinnesæt
- b. #2 Philips-skruetrækker, medfølger ikke.
- c. MTG Eagle®-styreskinne
- d. Skyder-udløser
- e. Vingebolt
- f. Hylsterklemme
- g. Afstandsstykker x2
- h. Arm
- i. Kop
- j. Vingebolt
- k. Vinger
- l. Buksekrog
- m. Unbrakonøgle (4 mm)
- n. Kateterpose
- o. MTG EZ-Gripper®-uretralkateter
- p. Gripper-håndgreb
- q. Hylster
- r. Indføringsspids
- s. Hætte
- t. Spidskant
- u. Vejledning til måltagning af penis
- v. Vingepuder
- w. Koppuder
- x. Niveaupuder

#### Side 2

- a. Første opsætning
  - b. Før brug, rengør ifølge instruktionerne på side 9-10.
  - c. Det kan være nødvendigt, at der gives grundig instruktion under den første opsætning af MTG Eagle®-styreskinnen af en plejer, sundhedsudbyder ergoterapeut eller soso-assistent.
  - d. Polstring.
  - e. Fjern og udskift skumpuderne, efter behov.
- Side 3**
- a. Brug afstandsstykkerne til at justere højden på hylsterklemmen.
  - b. Indføringsspidsen på MTG EZ-Gripper® skal fluge med urinrørsåbningen på penis.
  - c. Nederste
  - d. Midterste
  - e. Øverste
  - f. Brug unbrakonøglen til at stramme eller løsne vingeboltene, efter behov.
  - g. Bemærk, at jo strammere boltene er, des bedre vil vingerne holde deres position, hvis der er behov for en specifik vinkel.
  - h. Forside
  - i. Bagside
- Side 4**
- a. Brugsanvisning
  - b. Må kun bruges på intakt hud

#### Side 5

- a. Se side 8.
- b. Se side 3.

#### Side 6

- a. Bemærk: Når urinen begynder at flyde, skal katetret føres 2,5 cm (1 tomme) længere ind, for at sikre komplet tømning.

#### Side 7

- a. ELLER

#### Side 8

- a. Fuldfør trin 6 – 10
- b. Når urinen begynder at flyde, skal styreskinnen flades ud.

#### Side 9

- a. Vejledning om rengøring
- b. Personlig brug
- c. Før MTG Eagle®-styreskinnen bruges første gang, skal alle styreskinns overflader vaskes grundigt med vand og sæbe og tørres med et håndklæde.

#### Side 10

- a. Klinisk brug
- b. Før MTG Eagle®-styreskinnen bruges første gang, skal alle styreskinns overflader aftørres med en spritserviet og skal derefter lufttørre.
- c. Hver gang forskellige personer har brugt udstyret, skal skumpuderne fjernes og kasseres i en passende affaldsbeholder.
- d. Alle styreskinns overflader aftørres med en spritserviet og skal derefter lufttørre.
- e. Udskift skumpuderne med nye skumpuder, for at gøre klar til den næste person.

#### Bagsiden

- a. Hvis et produkt solgt af MTG er defekt, ikke-salgbart eller er mangelfuld, begrænser MTG's samlede ansvar sig udtrykkeligt alene til udskiftning af det defekte produkt, eller til refusion af det beløb, som køberen har betalt (alt efter MTG's skøn) inden for 90 dage fra købsdatoen. Udskiftning eller refusion af det angiveligt defekte produkt vil være køberens eneste og eksklusive afhjælpning fra MTG. Besøg [www.medtechga.com](http://www.medtechga.com) for at se den komplette politik for returnering/udskiftning/garanti for MTG Eagle®-styreskinnen.

To watch user videos of our products, please visit our website at medtechga.com.

Pour regarder des vidéos d'utilisateurs de nos produits, s'il vous plaît visitez notre site Web à medtechga.com.

Para ver videos de nuestros productos, visite nuestro sitio web en medtechga.com.

Um Videos unserer Produkte zu sehen, besuchen Sie bitte unsere Website unter medtechga.com.

Per guardare i video degli utenti dei nostri prodotti, visitare il nostro sito Web all'indirizzo medtechga.com.

For at se brugervideoer af vores produkter kan du besøge vores hjemmeside



## MTG Eagle® Board Instruction Manual

Medical Technologies of Georgia

15151 Prater Dr., Suite E,

Covington, GA, USA, 30014


01-(770)-788-0763

[www.medtechga.com](http://www.medtechga.com)



Nulla in commodo libero. Sed sed elit nulla, non enim. In hac habitasse nec purus velit. Phasellus fermentum enim et orci tempus laoreet. Ut erat, ultricies sem. Mauris commodo varius mattis. Mauris bibendum neque nec sem sagittis. Mauris tricies sem. Mauris auctor, ante euismod, ante consectetur eleifend imperdiet.

*In the event that any product sold by MTG is defective, unmerchantable or non-conforming, the total liability of MTG is expressly limited to the replacement of the defective product or a refund issued for the price paid by purchaser (at MTG's discretion) within 90 days from date of purchase. Replacement or refund for the allegedly defective product will be the sole and exclusive remedy of purchaser against MTG. For full MTG Eagle® Board return/exchange/warranty policy, please visit [www.medtechga.com](http://www.medtechga.com)*



EMERGO EUROPE  
Prinsesegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Emergo Consulting (UK) Limited  
c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ United Kingdom

PK-1298 REV03 08/21